

Enta b.v.

Brouwerijbaan 10
4615 AA Bergen op Zoom
P/O Box 326
4600 AH Bergen op Zoom
The Netherlands
Phone: +31 (0) 164 237 454
www.enta.nl
info@enta.nl
RABO Bank Bergen op Zoom
IBAN: NL93RABO.0.14.44.86.768
BIC: RABONL2U
VAT: NL001117506B01
Chamber of Commerce Breda: 20011604



Periphery Was

Toepassingen:

Periphery Was sticks kunnen worden gebruikt met alle soorten afdrukmaterialen voor het aanpassen van de afdruklepels en relining. Het is een zachte en kleverige was die zich gemakkelijk laat vormen bij kamertemperatuur.

Aanpassen van afdruklepels en uitblokken van ondersnijdingen die verband houden met steg/barconstructies en precisie verankeringen etc. Dit tijdens afdrukprocedures en laboratoriumwerkzaamheden.

Eigenschappen

- Hoog smeltpunt
- Zelfklevend
- Opwarmen is niet nodig
- Minimale weefselverplaatsing
- Zacht genoeg om gemakkelijk te hanteren, maar vervormd niet bij hydrocolloïd temperaturen
- Verkrijgbaar in handige verpakkingen van 60 stuks.